

# Устройства для Измерения Сосудов

---

**198 Катетер Измерительный Aurous®**

Angiographic with Beacon® Tip

**198 Катетер Измерительный White**

Angiographic with Beacon® Tip

**199 Проводник Измерительный  
Graduate®**



**МЕДИЦИНСКИЕ**  
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС




### Катетер Измерительный Aurous®

Ангиографический

Рентгеноконтрастный Кончик Veacon® Tip

• 20 золотых колец с шагом 1 см.



Номер по каталогу

Диаметр, Фр.

Совместимый проводник, дюйм

Длина, см

Количество боковых отверстий

#### Pigtail

NR5.0-35-70-P-10S-PIG-CSC-20	5.0	.035	70	10
NR5.0-35-100-P-10S-PIG-CSC-20	5.0	.035	100	10

#### Прямой

NR5.0-35-70-P-10S-0-CSC-20	5.0	.035	70	10
NR5.0-35-100-P-10S-0-CSC-20	5.0	.035	100	10




### Катетер Измерительный White

Ангиографический

Рентгеноконтрастный Кончик Veacon® Tip

• 2 золотых кольца с шагом 2 см.



Номер по каталогу

Диаметр, Фр.


Совместимый проводник, дюйм

Длина, см

Количество боковых отверстий

#### Pigtail

NR5.0-35-70-P-10S-PIG-WSC	5.0	.035	70	10
NR5.0-35-100-P-10S-PIG-WSC	5.0	.035	100	10



### Проводник Измерительный Graduate®

Сталь

Номер по каталогу

Диаметр, дюйм

Длина, см

**Прямой**

Покрытие TFE (Модифицированный Тефлон)

MG-35-145-GRAD

.035

145

MG-35-180-GRAD

.035

180

