




Ритейлер в Беларуси - ООО "Медицинские технологии и сервис"
220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35а, оф.037
+375 17 207 13 67 (Тел/факс) +375 33 345 18 59 (MTS)
+375 29 593 48 56 (Velcom) e-mail: info@medte.by
medte.by



Продукция для

Гастроэнтерологии

Оглавление

Набор гастроеюностомический однопросветный Carey-Alzate-Coons	2 – 3
Набор гастроеюностомический двухпросветный Carey-Alzate-Coons	4 – 5
Набор гастроеюностомический Shetty	6 – 7
Набор гастростомический чрескожный Wills-Oglesby	8 – 9
Катетер цекостомический чрескожный Chait	10 – 11
Набор гастроинтестинальный шовный анкерный Core	12 – 13
Набор для энтероклизиса катетерный Maglinte	14 – 15




МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС

Используется для чрескожной установки гастроинтестинального катетера для энтерального питания

- Каждый комплект включает набор гастроинтестинальный шовный анкерный Core для прочной фиксации в желудке.
- Механизм Friction-Lock Malecot, расположенный на дистальной части катетера, предупреждает случайное удаление катетера из полости желудка.



Каждый набор включает:




Номер по каталогу	Размер катетера, Фр.	Длина катетера, см	Размер расширителя, Фр.	Длина расширителя, см	Диаметр и длина проводника, inch, см
GJS-1020	10.2	100	16.0	10	.038/260


Поставляется стерильным в разрывной упаковке для однократного применения.

Используется для чрескожной установки двухпросветного катетера для одновременного энтерального питания и аспирации желудочного содержимого

- Каждый комплект включает набор гастроинтестинальный шовный анкерный Core для прочной фиксации в желудке.
- Механизм Friction-Lock Malecot, расположенный на дистальной части катетера, предупреждает случайное удаление катетера из полости желудка.



Каждый набор включает:



Номер по каталогу	Размер катетера, Фр.	Длина катетера, см	Размер расширителя, Фр.	Количество боковых отверстий
GJS-1650D	16.5	80	24.0	2


Поставляется стерильным в разрывной упаковке для однократного применения.

Используется для чрескожной установки катетера для гастроинтестинального питания.

- Каждый комплект включает набор гастроинтестинальный шовный анкерный Core для прочной фиксации в желудке.
- Петля с фиксацией на нитке, расположенная в средней части катетера, предупреждает случайное удаление катетера из полости желудка.
- Катетер имеет цилиндрический кончик с торцевым отверстием и три больших овальных боковых отверстия, расположенных в дистальной части катетера.



Каждый набор включает:



*содержит латекс

Номер по каталогу	Размер катетера, Фр.	Длина катетера, см	Размер расширителя, Фр.	Количество боковых отверстий
GJS-1400-SHETTY	14.0	63	15.0	3


Поставляется стерильным в разрывной упаковке для однократного применения.

Однопросветный

Используется для чрескожной установки катетера для энтерального питания. Петля с фиксацией на нитке предупреждает случайное удаление катетера из полости желудка.



Каждый набор включает:



Номер по каталогу	Размер катетера, Фр.	Длина катетера, см	Количество боковых отверстий
WOGS-1200	12.0	35	12

Поставляется стерильным в разрывной упаковке для однократного применения.


Используется для облегченного антеградного очищения толстой кишки у пациентов с недержанием каловых масс.

- Уникальный низкопрофильный фитинг, специально разработанный для максимального соответствия поверхности кожных покровов в месте вкола.
- Дистальный кончик в виде трехмерной спирали обеспечивает atraumaticную фиксацию в полости слепой кишки.




МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС

Каждый набор включает:



Канюля повышенной жёсткости



Катетер цекстомический Chait
10 Фр.



Адаптер Chait с соединительной трубкой

Соединительный штифт

Номер по каталогу

Длина, см

Sets

TDCS-100

0 – 6

TDCS-100-L

6 – 14

Компоненты

Адаптер Chait с соединительной трубкой

CTU10.0-18-CAA


Поставляется стерильным в разрывной упаковке для однократного применения.

МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС

Используется для фиксации передней стенки желудка к передней брюшной стенке преимущественно с использованием интервенционного катетера.



Каждый набор включает:




Номер по каталогу	Калибр проводниковой иглы, gage	Длина проводниковой иглы, см	Диаметр проводника	Длина проводника, см	Количество лигатур
GIAS-100	17	12	.035"	75	2

Поставляется стерильным в разрывной упаковке для однократного применения.

Используется для энтероклизиса. Баллон препятствует рефлюксу контрастной жидкости.



Каждый набор включает:



Номер
по каталогу
MEC-100

Размер
катетера, Фр.
13.0

Длина
катетера, см
155

Диаметр
проводника
.065"

Длина
проводника, см
195

Конфигурация
кончика
проводника
изогнутый

Поставляется стерильным в разрывной упаковке для однократного применения.

МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС



www.cookmedical.com

Ритейлер в Беларуси - ООО "Медицинские технологии и сервис"
220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35а, оф.037
+375 17 207 13 67 (Тел/факс) +375 33 345 18 59 (MTS)
+375 29 593 48 56 (Velcom) e-mail: info@medte.by
medte.by

AORTIC INTERVENTION

CARDIOLOGY

ENDOSCOPY

PERIPHERAL INTERVENTION

CRITICAL CARE

UROLOGICAL

WOMEN'S HEALTH

SURGICAL