

Ритейлер в Беларуси - ООО "Медицинские технологии и сервис"
220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35а, оф.037
+375 17 207 13 67 (Тел/факс) +375 33 345 18 59 (MTS)
+375 29 593 48 56 (Velcom) e-mail: info@medte.by
medte.by

Катетеры Инфузионные

**120 Катетер Инфузионный с Боковыми
Отверстиями**

С клапаном Dual Check
и Рентгеноконтрастными
Маркерами

120 Катетер Инфузионный Slip-Cath®

Гидрофильное Покрытие AQ®
и Рентгеноконтрастные Маркеры



МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС



Катетер Инфузионный с Боковыми Отверстиями

- Набор включает инфузионный нейлоновый катетер с рентгеноконтрастным маркером, боковой порт с клапаном Tuohy-Borst, проводник.

Номер по каталогу	Диаметр катетера, Фр.	Совместимый проводник, дюйм	Длина катетера, см	Длина перфорированного сегмента, см	Количество боковых отверстий
MCIS-5.0-35-65-7.0	5.0	.035	65	7	14
MCIS-5.0-35-65-15.0	5.0	.035	65	15	30
MCIS-5.0-35-100-7.0	5.0	.035	100	7	14
MCIS-5.0-35-130-7.0	5.0	.035	130	7	14
MCIS-5.0-35-130-15.0	5.0	.035	130	15	30



Катетер Инфузионный Slip-Cath®

Гидрофильное Покрытие AQ®
и Рентгеноконтрастные Маркеры

- Catheter has no sideports.



Номер по каталогу	Диаметр. Фр.	Совместимый проводник, дюйм	Длина катетера, см	Конфигурация кончика
SCR3.0B-NT-120-P-NS-0-RT	3.0	.025	120	Прямой