


Ритейлер в Беларуси - ООО "Медицинские технологии и сервис"
220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35а, оф.037
+375 17 207 13 67 (Тел/факс) +375 33 345 18 59 (MTS)
+375 29 593 48 56 (Velcom) e-mail: info@medte.by
medte.by

Интервенционная Кардиология

- 106 **Щипцы Гибкие
для Миокардиальной Биопсии**
Стандартные Чашечки
Удлиненные Чашечки
- 106 **Игла Endrux Коаксиальная
Трансептальная для Доступа
к Левым Отделам Сердца**
- 107 **Набор Трансептальный**
Изогнутая Игла
- 107 **Катетер Трансептальный
Ангиографический Brockenbrough
(PTFE)**
- 107 **Набор для Перикардиоцентеза**
Кабель с Замком Alligator
Игла-интродьюсер
- 108 **Катетер Септостомический
Режущий Park**





Щипцы Гибкие для Миокардиальной Биопсии

Номер по каталогу	Диаметр, Фр.	Длина, см	Объем чашек, мм ³
Стандартные Чашки			
FBF-3.0-120	3.0	120	0.86
FBF-5.2-60	5.2	60	2.25
FBF-5.2-120	5.2	120	2.25
Удлиненные Чашки			
FBFE-5.2-60	5.2	60	4.86
FBFE-5.2-120	5.2	120	4.86



Игла Endrys Коаксиальная Трансептальная для Доступа к Левым Отделам Сердца

Номер по каталогу	Внешняя игла		Внутренняя игла	
	Калибр, Gage	Длина, см	Калибр, Gage	Длина, см
TSN-17-75.0-ENDRYS	17	75	19	22



Набор Транссептальный

Изогнутая Игла

Номер по каталогу	Калибр, Gage	Длина, см
TSNC-19-56.0	19	56
TSNC-18-71.0	18	71




Катетер Транссептальный

Ангиографический Brockenbrough

Материал Модифицированный Тефлон (TFE)

Номер по каталогу	Диаметр катетера, Фр.	Совместимый проводник, дюйм	Длина, см	Количество боковых отверстий
T8.0-35-70-P-4S-B2.5	8.0	.035	70	4
T8.0-35-70-P-4S-B3.0	8.0	.035	70	4
T8.0-35-70-P-4S-B3.5	8.0	.035	70	4



Набор для Перикардиоцентеза

Кабель с Замком Alligator, Игла-интродьюсер

• Набор включает катетер для перикардиоцентеза, изогнутый проводник, канюлю, иглу, дилататоры, соединительную трубку, трёхходовой краник, дренажный мешок, многофункциональный адаптер, кабель с замком Alligator.

Номер по каталогу	Катетер		Проводник		Игла
	Диаметр/длина, Фр./см	Количество боковых отверстий	Диаметр/длина, дюйм/см	Радиус кончика, мм	Калибр/длина, Gage/см
PCS-830-LOCK-A-CARD	8.3/40	6	.038/70	3	18/15



Катетер Септостомический Режущий Park Blade

Номер по каталогу	Диаметр катетера, Фр.	Длина катетера, см	Длина ножа, мм
PBS-100	5.7	68.5	9.4
PBS-200	5.7	69.0	13.4
PBS-300	7.3	87.0	20.0

