

Лимфоангиография, Галактография, Сиалография

- 132 Катетер Сиалографический Rabinov
- 132 Расширитель Слёзного Протока
- 133 Катетер Сиалографический Manashil
- 133 Катетер Сиалографический Yune-Klatte
- 134 Катетер Лимфоангиографический




МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС



Катетер Сиалографический Rabinov

Номер по каталогу	Диаметр кончика, дюйм	Длина катетера, см	Количество боковых отверстий
Субмандибулярный Проток			
Короткая Игла			
SCS-P-12-S	.012	32	нет
SCS-P-16-S	.016	32	нет
SCS-P-22-S	.022	32	нет
Длинная Игла			
SCS-P-12-L	.012	32	нет
SCS-P-16-L	.016	32	нет
SCS-P-22-L	.022	32	нет
Околоушной Проток			
Короткая Игла			
SCS-T-32-S	.032	32	1
Длинная Игла			
SCS-T-32-L	.032	32	1



Расширитель Слёзного Протока

Номер по каталогу	Диаметр шарика дистального кончика, дюйм	Длина, см
SDD-100	.022	15



Катетер Сиалографический Manashil

Номер по каталогу	Диаметр кончика, дюйм	Длина катетера, см	Количество боковых отверстий
Субмандибулярный Проток			
SCSM-P-12	.012	32	нет
SCSM-P-16	.016	32	нет
SCSM-P-22	.022	32	нет
Околоушный Проток			
SCSM-T-32	.032	32	1



Катетер Сиалографический Yune-Klatte

Номер по каталогу	Диаметр кончика, дюйм	Длина катетера, см
YKC-19	.019	25



Катетер Лимфоангиографический

Номер по каталогу	Калибр, Gage	Длина катетера, см
LCS-30-60	30	60

