

Ритейлер в Беларуси - ООО "Медицинские технологии и сервис"  
220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35а, оф.037  
+375 17 207 13 67 (Тел/факс) +375 33 345 18 59 (MTS)  
+375 29 593 48 56 (Velcom) e-mail: info@medte.by  
medte.by

## Иглы

---

### Сосудистый Доступ

- 136 Сосудистый Доступ
  - Иглы Однокомпонентные
  - Иглы Двухкомпонентные
- 137 Иглы для Сосудистого Доступа Катетерные

### Тканевая Биопсия/ Чрескожный Доступ

- 138 Иглы Биопсийные Chiba
- 139 Иглы для Чрескожного Доступа Троакарные
- 139 Иглы Биопсийные для Первичной Пункции

### Тканевая Биопсия

- 140 Набор Биопсийный Greene
- 140 Иглы Биопсийные Turner
- 140 Иглы Биопсийные Лёгочные Franseen
- 141 Иглы Биопсийные Quick-Core®
- 142 Иглы Биопсийные Quick-Core® Коаксиальные


### Иглы Спинальные

- 142 Иглы Изогнутые Pakter
- 143 Иглы Миелографические

### Чрескожный Доступ

- 143 Игла Транслюмбарная Аортографическая Катетерная


МЕДИЦИНСКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС



## Сосудистый Доступ

### Иглы Однокомпонентные

Номер по каталогу	Калибр, Gage	Длина, см	Совместимый проводник, дюйм
<b>Иглы с Поперечной Пластинкой</b>			
BSDN-18-7.0	18	7	.035/.038
BSDN-18-9.0	18	9	.035/.038
BSDN-20-4.0	20	4	.018
<b>Иглы с Ультратонкой Стенкой и Поперечной Пластинкой</b>			
BSDN-19UT-7.0	19	7	.035
<b>Иглы без Поперечной Пластинки</b>			
SDN-18-4.0	18	4	.035/.038
SDN-18-5.0	18	5	.035/.038
SDN-18-7.0	18	7	.035/.038
SDN-18-9.0	18	9	.035/.038
SDN-18-15.0	18	15	.035/.038
SDN-21-2.5	21	2.5	.018
SDN-21-4.0	21	4	.018
SDN-21-5.0	21	5	.018
<b>Иглы с Ультратонкой Стенкой</b>			
SDN-19UT-4.0	19	4	.035
SDN-19UT-5.0	19	5	.035
SDN-19UT-7.0	19	7	.035
SDN-19UT-9.0	19	9	.035
SDN-19UT-15.0	19	15	.035
SDN-20XT-4.0	20	4	.025
SDN-20XT-5.0	20	5	.025
SDN-20XT-7.0	20	7	.025



## Сосудистый Доступ

### Иглы Двухкомпонентные

Номер по каталогу	Калибр, Gage	Длина, см	Совместимый проводник, дюйм
DCM-18-7.0	18	7	.035/.038
DCM-18-9.0	18	9	.035/.038
Иглы с Ультратонкой Стенкой			
DCM-19UT-7.0	19	7	.035



## Иглы для Сосудистого Доступа Катетерные


Номер по каталогу	Калибр, Gage	Длина, см	Совместимый проводник, дюйм
ADN-18-5.0	18	5	.038
ADN-18-7.0	18	7	.038
ADN-18-18.0	18	18	.038



## Иглы Биопсийные Chiba




Номер по каталогу	Калибр/ диаметр, Gage/,мм	Длина, см	Совместимый проводник, дюйм
DCHN-18-10.0	18/1.29	10	.038
DCHN-18-15.0	18/1.29	15	.038
DCHN-18-20.0	18/1.29	20	.038
DCHN-20-15.0	20/0.92	15	.021
DCHN-20-20.0	20/0.92	20	.021
DCHN-21-15.0	21/0.83	15	.018
DCHN-21-20.0	21/0.83	20	.018
DCHN-22-10.0	22/0.73	10	.018
DCHN-22-15.0	22/0.73	15	.018
DCHN-22-20.0	22/0.73	20	.018
<b>Эхоконтрастная Насечка Echotip®</b>			
DCHN-18-15.0-U	18/1.29	15	.038
DCHN-18-20.0-U	18/1.29	20	.038
DCHN-20-15.0-U	20/0.92	15	.021
DCHN-20-20.0-U	20/0.92	20	.021
DCHN-21-15.0-U	21/0.83	15	.018
DCHN-22-10.0-U	22/0.73	10	.018
DCHN-22-15.0-U	22/0.73	15	.018
DCHN-22-20.0-U	22/0.73	20	.018
<b>Модификация Seibel-Grönemeyer</b>			
DCHN-22-10.0-SI	22/0.73	10	.018
DCHN-22-15.0-SI	22/0.73	15	.018
DCHN-22-20.0-SI	22/0.73	20	.018



## Иглы для Чрескожного Доступа Троакарные




Номер по каталогу	Калибр, Gage	Длина, см	Совместимый проводник, дюйм
DTN-18-15.0	18	15	.038
DTN-18-20.0	18	20	.038
<b>Эхоконтрастная Насечка Echotip®</b>			
DTN-18-10.0-U	18	10	.038
DTN-18-15.0-U	18	15	.038
DTN-18-20.0-U	18	20	.038
DTN-21-15.0-U	21	15	.018
<b>M3 Коаксиальные Иглы с Ультратонкой Стенкой</b>			
DTN-19UT-5.5-M3	19 UTW	5.5	.035
DTN-19UT-11.5-M3	19 UTW	11.5	.035



## Иглы Биопсийные для Первичной Пункции

Номер по каталогу	Калибр, Gage	Длина, см	Совместимый проводник, дюйм
DWOAV-18-12.0	18	12	.038
DWOAV-18-20.0	18	20	.038



### Набор Биопсийный Greene

Номер по каталогу	Калибр иглы, Gage	Длина иглы, см	Калибр интродьюсера, Gage	Длина интродьюсера, см
DGBS-100	22	15	19	10



### Иглы Биопсийные Turner

Номер по каталогу	Калибр/ диаметр Gage/мм	Длина иглы, см
DTB-18-15.0	18/1.29	15
DTB-20-15.0	20/0.92	15



### Иглы Биопсийные Лёгочные Franseen




Номер по каталогу	Калибр/ диаметр Gage/мм	Длина иглы, см
DFBN-18-15.0	18/1.29	15



## Иглы Биопсийные Quick-Core®

• Полуавтомат.

Номер по каталогу	Калибр иглы, Gage	Длина иглы, см	Размер «окна», мм
<b>Размер «Окна» 10 мм</b>			
QC-16-6.0-10T	16	6	10
QC-16-9.0-10T	16	9	10
QC-16-15.0-10T	16	15	10
QC-18-6.0-10T	18	6	10
QC-18-9.0-10T	18	9	10
QC-18-15.0-10T	18	15	10
QC-20-9.0-10T	20	9	10
QC-20-15.0-10T	20	15	10
<b>Размер «Окна» 20 мм</b>			
QC-14-6.0-20T	14	6	20
QC-14-9.0-20T	14	9	20
QC-14-15.0-20T	14	15	20
QC-14-20.0-20T	14	20	20
QC-16-6.0-20T	16	6	20
QC-16-9.0-20T	16	9	20
QC-16-15.0-20T	16	15	20
QC-16-20.0-20T	16	20	20
QC-18-6.0-20T	18	6	20
QC-18-9.0-20T	18	9	20
QC-18-15.0-20T	18	15	20
QC-18-20.0-20T	18	20	20
QC-19-9.0-20T	19	9	20
QC-19-15.0-20T	19	15	20
QC-19-60.0-20T	19	60	20
QC-20-9.0-20T	20	9	20
QC-20-15.0-20T	20	15	20
QC-20-20.0-20T	20	20	20



### Иглы Биопсийные Quick-Core® Коаксиальные


• Полуавтомат.

Номер по каталогу	Калибр, Gage	Длина, см	Размер «окна», мм	Калибр коаксиальной иглы, Gage
<b>Размер «Окна» 10 мм</b>				
QCS-18-9.0-10T	18	9	10	16
QCS-18-15.0-10T	18	15	10	16
QCS-20-9.0-10T	20	9	10	19
QCS-20-15.0-10T	20	15	10	19
<b>Размер «Окна» 20 мм</b>				
QCS-16-15.0-20T	16	15	20	14
QCS-18-9.0-20T	18	9	20	16
QCS-18-15.0-20T	18	15	20	16
QCS-18-20.0-20T	18	20	20	16
QCS-20-9.0-20T	20	9	20	19
QCS-20-15.0-20T	20	15	20	19
QCS-20-20.0-20T	20	20	20	19



### Иглы Изогнутые Pakter

Номер по каталогу	Проводниковая игла		Изогнутая игла	
	Калибр, Gage	Длина, см	Калибр, Gage	Длина, см
DCHNS-25-20.0-CURVE	21	15	25	20



### Иглы Миелографические



Номер по каталогу	Калибр/ диаметр Gage/мм	Длина иглы, см
DSN-18-15.0	18	15
DSN-20-15.0	20	15
DSN-22-15.0	22	15



### Игла Транслюмбальная Аортографическая Катетерная

МЕДИЦИНСКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС

Номер по каталогу	Диаметр, Фр.	Совместимый проводник, дюйм	Калибр, Gage	Длина, см
DRTAN-5.0-38-19-22.0-AGG	5.0	.038	19	22