

Ритейлер в Беларуси - ООО "Медицинские технологии и сервис"
220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35а, оф.037
+375 17 207 13 67 (Тел/факс) +375 33 345 18 59 (MTS)
+375 29 593 48 56 (Velcom) e-mail: info@medte.by
medte.by

Стенты

149 Свойства

Стенты Билиарные

150 Стент Билиарный Zilver 635®

Стенты Сосудистые

151 Стент Периферический
с Лекарственным Покрытием
Zilver® PTX®

151 Стент Zilver Flex™ 35

154 Стент Zilver 518® RX

155 Стент Zilver 518®

157 Стент Zilver 635®

160 Стент Formula™ 414
Баллонорасширяемый

161 Стент Cook-Z®


Стент Жантурко для Полной Вены
и Крупных Вен

161 Интродьюсер Стента Cook-Z®

Для Полной Вены и Крупных Вен

МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС

Технология Zilver®



Обзор

Технология изготовления стентов компании COOK Medical®. Основное требование – безопасность пациента.

Гибкость

Превосходная гибкость обеспечивает оптимальное расположение стента в извитых участках без уменьшения диаметра стента.

Прочность


Z-образная форма ячеек стента гарантирует оптимальное прилегание стента к стенкам сосуда, при этом высокая радиальная устойчивость, равномерно распределенная по всей длине стента, позволяет избежать потери внутреннего просвета.

Точность

Нулевое изменение длины стента на всех стадиях его раскрытия. Золотые маркеры превосходно видны при рентгеноскопии.

Доставляющая система Flexor®

Сбалансированное соотношение продольной гибкости и устойчивости к изломам.



Стент Билиарный Zilver 635®

- Диаметр доставляющей системы 6 Фр.
- Совместимый проводник .035".

Номер
по каталогу

Диаметр
стента,
мм

Длина
стента,
мм

Длина Доставляющей Системы 40 см

ZIB6-40-8-4.0	8	40
ZIB6-40-8-6.0	8	60
ZIB6-40-8-8.0	8	80
ZIB6-40-9-4.0	9	40
ZIB6-40-9-6.0	9	60
ZIB6-40-9-8.0	9	80
ZIB6-40-10-4.0	10	40
ZIB6-40-10-6.0	10	60
ZIB6-40-10-8.0	10	80
ZIB6-40-12-8.0	12	80



МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС




Zilver® PTX®

Периферический стент с лекарственным покрытием

- Диаметр доставляющей системы 7 Фр.
- Совместимый проводник .035".
- Без полимерного покрытия.
- Покрыт паклитакселом.

Номер по каталогу	Диаметр доставляющего катетера, Фр.	Совместимый проводник, дюйм	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм	Длина доставляющего катетера, см
ZIV7-35-120-6-40-PTX	7.0	.035	6	40	120
ZIV7-35-120-6-60-PTX	7.0	.035	6	60	120
ZIV7-35-120-6-80-PTX	7.0	.035	6	80	120
ZIV7-35-120-7-40-PTX	7.0	.035	7	40	120
ZIV7-35-120-7-60-PTX	7.0	.035	7	60	120
ZIV7-35-120-7-80-PTX	7.0	.035	7	80	120
ZIV7-35-120-8-40-PTX	7.0	.035	8	40	120
ZIV7-35-120-8-60-PTX	7.0	.035	8	60	120
ZIV7-35-120-8-80-PTX	7.0	.035	8	80	120



Стент Сосудистый Zilver Flex™ 35

- Диаметр доставляющей системы 6 Фр.
- Совместимый проводник .035".

Номер по каталогу	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм
Доставляющая система 80 см		
ZFV6-80-5-2.0	5	20
ZFV6-80-5-3.0	5	30
ZFV6-80-5-4.0	5	40
ZFV6-80-5-6.0	5	60
ZFV6-80-5-8.0	5	80
ZFV6-80-5-10.0	5	100
ZFV6-80-5-12.0	5	120
ZFV6-80-5-14.0	5	140
ZFV6-80-6-2.0	6	20
ZFV6-80-6-3.0	6	30
ZFV6-80-6-4.0	6	40
ZFV6-80-6-6.0	6	60
ZFV6-80-6-8.0	6	80
ZFV6-80-6-10.0	6	100

Стент Сосудистый Zilver Flex™ 35 (Продолжение)


Номер по каталогу	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм
ZFV6-80-6-12.0	6	120
ZFV6-80-6-14.0	6	140
ZFV6-80-7-2.0	7	20
ZFV6-80-7-3.0	7	30
ZFV6-80-7-4.0	7	40
ZFV6-80-7-6.0	7	60
ZFV6-80-7-8.0	7	80
ZFV6-80-7-10.0	7	100
ZFV6-80-7-12.0	7	120
ZFV6-80-7-14.0	7	140
ZFV6-80-8-2.0	8	20
ZFV6-80-8-3.0	8	30
ZFV6-80-8-4.0	8	40
ZFV6-80-8-6.0	8	60
ZFV6-80-8-8.0	8	80
ZFV6-80-8-10.0	8	100
ZFV6-80-8-12.0	8	120
ZFV6-80-8-14.0	8	140
ZFV6-80-9-2.0	9	20
ZFV6-80-9-3.0	9	30
ZFV6-80-9-4.0	9	40
ZFV6-80-9-6.0	9	60
ZFV6-80-9-8.0	9	80
ZFV6-80-9-10.0	9	100
ZFV6-80-9-12.0	9	120
ZFV6-80-9-14.0	9	140
ZFV6-80-10-2.0	10	20
ZFV6-80-10-3.0	10	30
ZFV6-80-10-4.0	10	40
ZFV6-80-10-6.0	10	60
ZFV6-80-10-8.0	10	80
ZFV6-80-10-10.0	10	100
ZFV6-80-10-12.0	10	120
ZFV6-80-10-14.0	10	140

Доставляющая система 125 см

ZFV6-125-5-2.0	5	20
ZFV6-125-5-3.0	5	30
ZFV6-125-5-4.0	5	40
ZFV6-125-5-6.0	5	60
ZFV6-125-5-8.0	5	80
ZFV6-125-5-10.0	5	100
ZFV6-125-5-12.0	5	120
ZFV6-125-5-14.0	5	140
ZFV6-125-6-2.0	6	20
ZFV6-125-6-3.0	6	30
ZFV6-125-6-4.0	6	40
ZFV6-125-6-6.0	6	60

Стент Сосудистый Zilver Flex™ 35 (Продолжение)

Номер по каталогу	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм
ZFV6-125-6-8.0	6	80
ZFV6-125-6-10.0	6	100
ZFV6-125-6-12.0	6	120
ZFV6-125-6-14.0	6	140
ZFV6-125-7-2.0	7	20
ZFV6-125-7-3.0	7	30
ZFV6-125-7-4.0	7	40
ZFV6-125-7-6.0	7	60
ZFV6-125-7-8.0	7	80
ZFV6-125-7-10.0	7	100
ZFV6-125-7-12.0	7	120
ZFV6-125-7-14.0	7	140
ZFV6-125-8-2.0	8	20
ZFV6-125-8-3.0	8	30
ZFV6-125-8-4.0	8	40
ZFV6-125-8-6.0	8	60
ZFV6-125-8-8.0	8	80
ZFV6-125-8-10.0	8	100
ZFV6-125-8-12.0	8	120
ZFV6-125-8-14.0	8	140
ZFV6-125-9-2.0	9	20
ZFV6-125-9-3.0	9	30
ZFV6-125-9-4.0	9	40
ZFV6-125-9-6.0	9	60
ZFV6-125-9-8.0	9	80
ZFV6-125-9-10.0	9	100
ZFV6-125-9-12.0	9	120
ZFV6-125-9-14.0	9	140
ZFV6-125-10-2.0	10	20
ZFV6-125-10-3.0	10	30
ZFV6-125-10-4.0	10	40
ZFV6-125-10-6.0	10	60
ZFV6-125-10-8.0	10	80
ZFV6-125-10-10.0	10	100
ZFV6-125-10-12.0	10	120
ZFV6-125-10-14.0	10	140



Стент Сосудистый Zilver 518® RX

- Система быстрой смены проводника.
- Диаметр доставляющей системы 5 Фр.
- Совместимый проводник .018".


Номер
по каталогу

Диаметр
стента,
мм

Длина
стента,
мм

Длина Доставляющей Системы 125 см

Номер по каталогу	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм
ZIVX5-125-4-2.0	4	20
ZIVX5-125-4-3.0	4	30
ZIVX5-125-4-4.0	4	40
ZIVX5-125-4-6.0	4	60
ZIVX5-125-4-8.0	4	80
ZIVX5-125-5-2.0	5	20
ZIVX5-125-5-3.0	5	30
ZIVX5-125-5-4.0	5	40
ZIVX5-125-5-6.0	5	60
ZIVX5-125-5-8.0	5	80
ZIVX5-125-6-2.0	6	20
ZIVX5-125-6-3.0	6	30
ZIVX5-125-6-4.0	6	40
ZIVX5-125-6-6.0	6	60
ZIVX5-125-6-8.0	6	80
ZIVX5-125-7-2.0	7	20
ZIVX5-125-7-3.0	7	30
ZIVX5-125-7-4.0	7	40
ZIVX5-125-7-6.0	7	60
ZIVX5-125-7-8.0	7	80
ZIVX5-125-8-2.0	8	20
ZIVX5-125-8-3.0	8	30
ZIVX5-125-8-4.0	8	40
ZIVX5-125-8-6.0	8	60
ZIVX5-125-8-8.0	8	80
ZIVX5-125-9-2.0	9	20
ZIVX5-125-9-3.0	9	30
ZIVX5-125-9-4.0	9	40
ZIVX5-125-9-6.0	9	60
ZIVX5-125-9-8.0	9	80
ZIVX5-125-10-2.0	10	20
ZIVX5-125-10-3.0	10	30
ZIVX5-125-10-4.0	10	40
ZIVX5-125-10-6.0	10	60
ZIVX5-125-10-8.0	10	80



Стент Сосудистый Zilver 518®

- Диаметр доставляющей системы 5 Фр.
- Совместимый проводник .018".


Номер по каталогу	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм
Длина Доставляющей Системы 80 см		
ZIV5-80-4-2.0	4	20
ZIV5-80-4-4.0	4	40
ZIV5-80-4-8.0	4	80
ZIV5-80-5-2.0	5	20
ZIV5-80-5-4.0	5	40
ZIV5-80-5-8.0	5	80
ZIV5-80-6-2.0	6	20
ZIV5-80-6-4.0	6	40
ZIV5-80-6-6.0	6	60
ZIV5-80-6-8.0	6	80
ZIV5-80-7-2.0	7	20
ZIV5-80-7-4.0	7	40
ZIV5-80-7-6.0	7	60
ZIV5-80-7-8.0	7	80
ZIV5-80-8-4.0	8	40
ZIV5-80-8-6.0	8	60
ZIV5-80-8-8.0	8	80
ZIV5-80-9-4.0	9	40
ZIV5-80-9-6.0	9	60
ZIV5-80-9-8.0	9	80
ZIV5-80-10-4.0	10	40
ZIV5-80-10-6.0	10	60
Длина Доставляющей Системы 125 см		
ZIV5-125-4-2.0	4	20
ZIV5-125-4-4.0	4	40
ZIV5-125-4-6.0	4	60
ZIV5-125-4-8.0	4	80
ZIV5-125-5-2.0	5	20
ZIV5-125-5-3.0	5	30
ZIV5-125-5-4.0	5	40
ZIV5-125-5-6.0	5	60
ZIV5-125-5-8.0	5	80
ZIV5-125-6-2.0	6	20
ZIV5-125-6-3.0	6	30
ZIV5-125-6-4.0	6	40
ZIV5-125-6-6.0	6	60
ZIV5-125-6-8.0	6	80

Стент Сосудистый Zilver 518® (Продолжение)

Номер по каталогу	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм
Длина Доставляющей Системы 125 см		
ZIV5-125-7-2.0	7	20
ZIV5-125-7-3.0	7	30
ZIV5-125-7-4.0	7	40
ZIV5-125-7-6.0	7	60
ZIV5-125-7-8.0	7	80
ZIV5-125-8-2.0	8	20
ZIV5-125-8-3.0	8	30
ZIV5-125-8-4.0	8	40
ZIV5-125-8-6.0	8	60
ZIV5-125-8-8.0	8	80
ZIV5-125-9-2.0	9	20
ZIV5-125-9-3.0	9	30
ZIV5-125-9-4.0	9	40
ZIV5-125-9-6.0	9	60
ZIV5-125-9-8.0	9	80
ZIV5-125-10-2.0	10	20
ZIV5-125-10-3.0	10	30
ZIV5-125-10-4.0	10	40
ZIV5-125-10-6.0	10	60



МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС



Стент Сосудистый Zilver 635®

- Диаметр доставляющей системы 6 Ф.
- Совместимый проводник .035".

Номер по каталогу	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм
Длина Доставляющей Системы 80 см		
ZIV6-80-5-2.0	5	20
ZIV6-80-5-3.0	5	30
ZIV6-80-5-4.0	5	40
ZIV6-80-5-6.0	5	60
ZIV6-80-5-8.0	5	80
ZIV6-80-5-10.0	5	100
ZIV6-80-5-12.0	5	120
ZIV6-80-5-14.0	5	140
ZIV6-80-6-2.0	6	20
ZIV6-80-6-3.0	6	30
ZIV6-80-6-4.0	6	40
ZIV6-80-6-6.0	6	60
ZIV6-80-6-8.0	6	80
ZIV6-80-6-10.0	6	100
ZIV6-80-6-12.0	6	120
ZIV6-80-6-14.0	6	140
ZIV6-80-7-2.0	7	20
ZIV6-80-7-3.0	7	30
ZIV6-80-7-4.0	7	40
ZIV6-80-7-6.0	7	60
ZIV6-80-7-8.0	7	80
ZIV6-80-7-10.0	7	100
ZIV6-80-7-12.0	7	120
ZIV6-80-7-14.0	7	140
ZIV6-80-8-2.0	8	20
ZIV6-80-8-3.0	8	30
ZIV6-80-8-4.0	8	40
ZIV6-80-8-6.0	8	60
ZIV6-80-8-8.0	8	80
ZIV6-80-8-10.0	8	100
ZIV6-80-8-12.0	8	120
ZIV6-80-8-14.0	8	140
ZIV6-80-9-2.0	9	20
ZIV6-80-9-3.0	9	30
ZIV6-80-9-4.0	9	40
ZIV6-80-9-6.0	9	60
ZIV6-80-9-8.0	9	80
ZIV6-80-9-10.0	9	100

Стент Сосудистый Zilver 635® (Продолжение.)


Номер по каталогу	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм
ZIV6-80-9-12.0	9	120
ZIV6-80-9-14.0	9	140
ZIV6-80-10-2.0	10	20
ZIV6-80-10-3.0	10	30
ZIV6-80-10-4.0	10	40
ZIV6-80-10-6.0	10	60
ZIV6-80-10-8.0	10	80
ZIV6-80-10-10.0	10	100
ZIV6-80-10-12.0	10	120
ZIV6-80-10-14.0	10	140
ZIV6-80-12-3.0	12	30
ZIV6-80-12-4.0	12	40
ZIV6-80-12-6.0	12	60
ZIV6-80-12-8.0	12	80
ZIV6-80-14-3.0	14	30
ZIV6-80-14-4.0	14	40
ZIV6-80-14-6.0	14	60
ZIV6-80-14-8.0	14	80
Длина Доставляющей Системы 125 см		
ZIV6-125-5-2.0	5	20
ZIV6-125-5-4.0	5	40
ZIV6-125-5-6.0	5	60
ZIV6-125-5-8.0	5	80
ZIV6-125-5-10.0	5	100
ZIV6-125-5-12.0	5	120
ZIV6-125-5-14.0	5	140
ZIV6-125-6-2.0	6	20
ZIV6-125-6-4.0	6	40
ZIV6-125-6-6.0	6	60
ZIV6-125-6-8.0	6	80
ZIV6-125-6-10.0	6	100
ZIV6-125-6-12.0	6	120
ZIV6-125-6-14.0	6	140
ZIV6-125-7-2.0	7	20
ZIV6-125-7-4.0	7	40
ZIV6-125-7-6.0	7	60
ZIV6-125-7-8.0	7	80
ZIV6-125-7-10.0	7	100
ZIV6-125-7-12.0	7	120
ZIV6-125-7-14.0	7	140
ZIV6-125-8-3.0	8	30
ZIV6-125-8-4.0	8	40
ZIV6-125-8-6.0	8	60
ZIV6-125-8-8.0	8	80
ZIV6-125-8-10.0	8	100
ZIV6-125-8-12.0	8	120
ZIV6-125-8-14.0	8	140
ZIV6-125-9-3.0	9	30

Стент Сосудистый Zilver 635® (Продолжение.)

Номер по каталогу	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм
ZIV6-125-9-4.0	9	40
ZIV6-125-9-6.0	9	60
ZIV6-125-9-8.0	9	80
ZIV6-125-9-10.0	9	100
ZIV6-125-9-12.0	9	120
ZIV6-125-9-14.0	9	140
ZIV6-125-10-4.0	10	40
ZIV6-125-10-6.0	10	60
ZIV6-125-10-10.0	10	100
ZIV6-125-10-12.0	10	120
ZIV6-125-10-14.0	10	140
ZIV6-125-12-4.0	12	40
ZIV6-125-12-6.0	12	60
ZIV6-125-12-8.0	12	80
ZIV6-125-14-4.0	14	40
ZIV6-125-14-6.0	14	60
ZIV6-125-14-8.0	14	80



МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС



Стент Formula™ 414 Баллонорасширяемый для Почечных Артерий

- Система быстрой смены проводника.
- Совместимый проводник .014".

Номер по каталогу	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм	Совместимый катетер, дюйм	Совместимый интродьюсер, Фр.
Длина Доставляющей Системы 80 см				
FORX4-14-80-5-12	5	12	.068	5.0
FORX4-14-80-5-16	5	16	.068	5.0
FORX4-14-80-5-20	5	20	.068	5.0
FORX4-14-80-5-24	5	24	.068	5.0
FORX4-14-80-6-12	6	12	.068	5.0
FORX4-14-80-6-16	6	16	.068	5.0
FORX4-14-80-6-20	6	20	.068	5.0
FORX4-14-80-6-24	6	24	.068	5.0
FORX4-14-80-7-12	7	12	.068	5.0
FORX4-14-80-7-16	7	16	.068	5.0
FORX4-14-80-7-20	7	20	.068	5.0
FORX4-14-80-7-24	7	24	.068	5.0
Длина Доставляющей Системы 135 см				
FORX4-14-135-5-12	5	12	.068	5.0
FORX4-14-135-5-16	5	16	.068	5.0
FORX4-14-135-5-20	5	20	.068	5.0
FORX4-14-135-5-24	5	24	.068	5.0
FORX4-14-135-6-12	6	12	.068	5.0
FORX4-14-135-6-16	6	16	.068	5.0
FORX4-14-135-6-20	6	20	.068	5.0
FORX4-14-135-6-24	6	24	.068	5.0
FORX4-14-135-7-12	7	12	.068	5.0
FORX4-14-135-7-16	7	16	.068	5.0
FORX4-14-135-7-20	7	20	.068	5.0
FORX4-14-135-7-24	7	24	.068	5.0



Стент Cook-Z®

Модификация Gianturco для Vena Cava и Крупных Вен

Материал Сталь

Саморасширяющийся

Номер по каталогу	Диаметр стента, мм	Длина стента, мм	Рекомендуемый интродьюсер, Фр.
Саморасширяющийся Диаметр 20 мм			
GZV-20-25	20	25	10.0
GZV-20-50	20	50	10.0
Диаметр 30 мм			
GZV-30-25	30	25	11.0
GZV-30-50	30	50	11.0
GZV-30-75	30	75	14.0
Диаметр 40 мм			
GZV-40-50	40	50	12.0
GZV-40-75	40	75	14.0



Доставляющая Система Стент Cook-Z®

Для Полной Вены и Крупных Вен

Рентгеноконтрастное Кольцо RB™



Номер по каталогу	Диаметр интродьюсера, Фр.	Длина интродьюсера, см	Совместимый проводник, дюйм
GZVI-10.0-60-RB	10.0	60	.038
GZVI-11.0-60-RB	11.0	60	.038
GZVI-12.0-60-RB	12.0	60	.038
GZVI-14.0-60-RB	14.0	60	.038
GZVI-14.0-90-RB	14.0	90	.038