

Ритейлер в Беларуси - ООО "Медицинские технологии и сервис"
220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35а, оф.037
+375 17 207 13 67 (Тел/факс) +375 33 345 18 59 (MTS)
+375 29 593 48 56 (Velcom) e-mail: info@medte.by
medte.by

Краники, Адаптеры, Соединительные Трубки

- 164 Краник Одноходовой Пластиковый
- 164 Краник Трёхходовой Пластиковый
- 164 Краник Одноходовой Прозрачный
- 165 Краник Трёхходовой Прозрачный
- 165 Адаптер Check-Flo®
- 165 Адаптер Luer Lock Пластиковый
- 166 Адаптер Многофункциональный Пластиковый
- 166 Y-адаптер с Механическим Клапаном Tuohy-Borst
- 166 Адаптер для Энтерального Питания
- 167 Трубка Соединительная Высокого Давления
- 168 Трубка Соединительная
- 168 Коннектор Дренажного Мешка

МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС



Краник Одноходовой Пластиковый

Номер по каталогу

Female-to-Male Luer Lock

POWS-FLL-MLL



Краник Трёхходовой Пластиковый

Номер по каталогу

Two Female Luer Locks to Male Luer Lock

PTWS-2FLL-MLL-R



Краник Одноходовой Прозрачный

Номер по каталогу

Female-to-Male Luer Lock с Вращающимся Адаптером

POWSC-FLL-MLL-LP

POWSC-FLL-MLL-HP

Рабочее давление

низкое

высокое



Краник Трёхходовой Прозрачный

Номер по каталогу

2 Адаптера Female-to-Male Luer Lock с Вращающимся Адаптером

PTWSC-2FLL-MLL-R-HP

Адаптер

стандартный



Адаптер Check-Flo®

Номер по каталогу

С Боковым Отведением

CFM-100

Без Бокового Отведения

CFMW-100

Совместимый катетер, Фр.

≤ 9.0

≤ 9.0



Адаптер Luer Lock Пластиковый

Номер по каталогу

Female Luer Lock для Адаптера Tuohy-Borst

PFLLA-UCC-L

PFLLA-UCC-S

Совместимый Катетер, Фр.

6-9

3-6



Адаптер Многофункциональный Пластиковый

Номер по каталогу

PMLLA-VTA-L

PFLLA-VTA-L

Коннектор

male Luer lock

female Luer lock



Y-адаптер с Механическим Клапаном Tuohy-Borst

Прозрачный Пластик

Большой Диаметр Внутреннего Канала

Номер по каталогу

Вращающийся Male Адаптер

РТВУС-РА

Совместимый катетер, Фр.

≤ 9.0

Совместимые инструменты, дюйм

.014-.118



Адаптер для Энтерального Питания

Номер по каталогу

Male – Многофункциональный Фитинг

FTA-MLLA-R




Трубка Соединительная Высокого Давления

Материал Полиэтилен

Номер по каталогу	Диаметр. Фр.	Длина, см	Коннектор	Максимальное давление, кг/см2 (psi)
Армированный Пластиковый Фитинг				
НРСТ8.8-30-P-FM	8.8	30	FM	84 (1200)
НРСТ8.8-60-P-FM	8.8	60	FM	84 (1200)
НРСТ8.8-100-P-FM	8.8	100	FM	84 (1200)
НРСТ8.8-120-P-FM	8.8	120	FM	84 (1200)
НРСТ8.8-180-P-FM	8.8	180	FM	84 (1200)

FM = Female-to-Male Luer lock



МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС



Трубка Соединительная

Номер по каталогу	Диаметр, Фр.	Просвет, мм	Длина, см	Коннектор	Максимальное давление, кг/см ² (psi)
Полиуретан – Среднее Давление					
DPT5.3-15-P-FM	5.3	1.7	15	FM	30 (425)
DPT9.5-30-P-FM	9.5	1.7	30	FM	30 (425)
DPT9.5-120-P-FM	9.5	1.7	120	FM	30 (425)
Прозрачный Полиуретан пластиковый Фитинг					
DUCT9.5-30-P-FM	9.5	1.7	30	FM	30 (425)
DUCT9.5-60-P-FM	9.5	1.7	60	FM	30 (425)
DUCT9.5-100-P-FM	9.5	1.7	100	FM	30 (425)
С коннектором для Дренажного Мешка					
CTU14.0-30-ST	14.0	N/A	30	stopcock	N/A
CTU14.0-50-ST	14.0	N/A	50	stopcock	N/A

FM = Female-to-Male Luer lock



Коннектор Дренажного Мешка

Пластик

Номер по каталогу

Коннектор Male Luer Lock – Конусовидный Универсальный Адаптер

PMLLA-LHA