

Ритейлер в Беларуси - ООО "Медицинские технологии и сервис"
220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35а, оф.037
+375 17 207 13 67 (Тел/факс) +375 33 345-18-59 (MTS)
+375 29 593 48 56 (Velcom) e-mail: info@medte.by
medte.by

Сосудистые Ретриверы

- 110 Ретривер Curry Типа «Петля»
- 110 Ретривер Dotter Типа «Корзинка»
- 111 Ретривер «Боковая Петля»
- 111 Щипцевой Ретривер




МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС



Ретривер Curry Типа «Петля»

Номер по каталогу	Диаметр шафта, Фр.	Длина шафта, см	Диаметр нити петли, дюйм	Длина сложенной нити петли, см
CRS-200	6.3	100	.018	150




Ретривер Dotter Типа «Корзинка»

Номер по каталогу	Диаметр шафта, Фр.	Длина шафта, см	Диаметр корзинки, см	Длина корзинки, см
DRS-100	8.0	95	3	7



Ретривер «Боковая Петля»

Номер по каталогу	Диаметр shaft, Фр.	Длина shaft, см	Диаметр петли, мм
AWLR-5.0-50-10	5.0	50	10
AWLR-6.3-100-10	6.3	100	10
AWLR-6.3-100-25	6.3	100	25



Щипцевой Ретривер

Номер по каталогу	Диаметр shaft, Фр.	Длина shaft, см
VRF-3.0-120	3.0	120
VRF-3.0-135	3.0	135