

Ритейлер в Беларуси - ООО "Медицинские технологии и сервис"
220015, г. Минск, ул. Пономаренко 35а, оф.037
+375 17 207 13 67 (Тел/факс) +375 33 345-18-59 (MTS)
+375 29 593 48 56 (Velcom) e-mail: info@medte.by
medte.by

Вертебропластика

- 192 **Набор для Костной Биопсии
Osteo-Site®**
Murphy Diamond Bevel – M2
Murphy Back Bevel/
Side Bevel – M1M
Cervical
- 193 **Набор для Вертебропластики
Osteo-Site®**
- 194 **Набор для Вертебропластики
Osteo-Site® с Цементом Костным
Osteo-Firm®**
Murphy Side Bevel – M1M
Murphy Diamond Bevel – M2
- 194 **Мельница для Смешивания
Цементa Minimix™**
- 195 **Нагнетатель Цементa Duro-Ject®**
- 195 **Нагнетатель Цементa Osteo-Force®**
- 195 **Набор для Костной Биопсии Elson**
- 196 **Набор для Костной Биопсии
Askermann**
- 196 **Набор для Костной Биопсии
Geremia**



Набор для Костной Биопсии Osteo-Site®

Заточка Иглы M2 (Murphy Diamond Bevel)

• Держатель иглы рентгеноконтрастный, длина 20 см.

Номер по каталогу	Калибр внешней канюли, Gage	Длина внешней канюли, см
DBBN-11-10.0-M2	11	10
DBBN-11-15.0-M2	11	15
DBBN-13-10.0-M2	13	10
DBBN-13-15.0-M2	13	15



Набор для Костной Биопсии Osteo-Site®

Заточка Иглы M1M (Murphy Back/Side Bevel)

• Держатель иглы рентгеноконтрастный, длина 20 см.

Номер по каталогу	Калибр внешней канюли, Gage	Длина внешней канюли, см
DBBN-11-10.0-M1M	11	10
DBBN-11-15.0-M1M	11	15
DBBN-13-10.0-M1M	13	10
DBBN-13-15.0-M1M	13	15

МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС



Набор для Костной Биопсии Osteo-Site®

Цервикальная

- Держатель иглы рентгеноконтрастный, длина 20 см.

Номер по каталогу

DBBN-15-10.0-CERV

Калибр внешней канюли, Gage

15

Длина внешней канюли, см

10



Набор для Вертебропластики Osteo-Site®

Номер по каталогу

GBBN-14-19.5

Калибр внешней канюли, Gage

14

Длина внешней канюли, см

19.5

МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС



Набор для Вертебропластики Osteo-Site® с Костным Цементом Osteo-Firm®

Заточка Иглы M2 (Murphy Diamond Bevel) или M1M (Murphy Back/Side Bevel)

- Набор включает одну иглу с заточкой M2 или M1M, рентгеноконтрастный держатель иглы длиной 20 см, шприц 20 мл, шприцы 10 мл (10 шт.), ёмкость для смешивания компонентов цемента, компоненты костного цемента.

Номер по каталогу	Калибр внешней канюли, Gage	Длина внешней канюли, см	Заточка иглы	Объем цемента, мл	Содержание Бария, %
OBСS-111-10.0-M1M	11	10	M1M	16	35
OBСS-111-15.0-M1M	11	15	M1M	16	35
OBСS-113-10.0-M1M	13	10	M1M	16	35
OBСS-111-10.0-M2	11	10	M2	16	35



Мельница для Смешивания Цемента Minimix™

- Набор включает воронку, шпатель, 3 наконечника.

МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС

Номер по каталогу

СММ4




Нагнетатель Цемента Duro-Ject®

Номер по каталогу	Объем, мл	Длина трубки, см	Объем трубки, мл	Длина изогнутой канюли, см
DURO-100	10	29	1.4	19



Нагнетатель Цемента Osteo-Force®

Номер по каталогу	Объем, мл	Длина трубки, см	Объем трубки, мл
HPIS-100	10	15	0.8




Набор для Костной Биопсии Elson

Номер по каталогу	Игла внешняя: калибр/длина, Gage/см	Игла коаксиальная: калибр/длина, Gage/см	Игла биопсийная короткая: калибр/длина, Gage/см	Игла биопсийная длинная: калибр/длина, Gage/см
ABC-200-ELSON	22/25	12/14	14/17.1	14/18.3



Набор для Костной Биопсии Askermann

Номер по каталогу	Игла биопсийная: калибр/ длина, Gage/см	Игла биопсийная короткая: калибр/ длина, Gage/см	Игла биопсийная длинная: калибр/ длина, Gage/см	Заточка иглы
ABC-200	12/16.8	14/17.1	14/18.3	троакар



Набор для Костной Биопсии Geremia

Номер по каталогу	Игла биопсийная: калибр/ длина, Gage/см	Игла внешняя: калибр/ длина, Gage/см	Заточка иглы
GVBS-100	16/15	22/22	троакар

МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИС